

物聯網導論專題預報



B1121121 許博皓 B1121128 蘇昱嘉 B1121141 葉彥辰 B1121147 陳祺升



目錄

- 03 專題動機
- 04 系統架構規劃
- 09 類似個案分析與比較
- 10 預期效益

專題動機

- 現代人因生活習慣改變,需長期定時服藥
 - o 例如高血壓、糖尿病等慢性疾病患者。
 - 。 忘記服藥或誤服將影響治療成效。
- 傳統提醒方式常因工作忙碌而被忽略
 - 。 手機鬧鐘或紙本紀錄效果有限。
 - o 缺乏即時互動與防錯機制。
- 設計智慧藥盒來解決以下問題:
 - o 準時提醒使用者服藥。
 - 。 加入防誤食機制,例如定時開啟藥格。
 - o 可與行事曆、定位結合進行智慧提醒。

系統架構規劃

- 系統架構:
 - o 智慧藥盒本體:具備藥物存放、開蓋控制與藍牙通訊功能。
 - 。手機應用程式(App):安裝於用戶智慧型手機上,負責排程管理、提醒推播與與藥 盒的通訊控制。
 - o App可加入藥物種類與劑量記錄功能,供醫師或照護者追蹤用藥紀錄。
- 藥盒與手機之間的連接方式:
 - o 採用 藍牙 (Bluetooth) 技術實現短距離無線通訊。
 - o 由手機App根據 Google 日曆排程 發送控制指令至智慧藥盒,例如:提醒服藥、開啟 特定藥格等。
- 藥品裝填流程與策略:
 - 為確保藥盒內在服藥時段中皆有藥物可用,使用者需在 前一天最後一次服藥後,完成 隔日藥物的裝填作業。
 - o 系統可設計裝填提醒機制,避免用戶遺漏補充藥物,造成次日藥盒空無一物的情況。

系統架構規劃-智慧藥盒

- 藥盒的組成部件有:若干的儲藥盒、對應數量的鎖頭與LED、蜂鳴器、微控制器與藍芽模組 。
- 藥盒主要是由用戶手機來控制,操作上,藥盒本身並不具備排程邏輯,所有開鎖指令皆由用戶的手機應用程式發出。當服藥時間到達時,手機透過藍牙發送指令給藥盒,指定開啟對應藥格的鎖。
- 考量到藥盒可能被放置於背包、抽屜等非穩定位置,若直接開鎖導致上蓋彈開,可能造成藥物灑落。因此設計上鎖的功能僅用於「允許開啟」,而非「自動開蓋」。使用者需手動 掀蓋取藥,安全性較高。
- 為避免用戶搞混應取用的藥格,藥盒會同步點亮對應的 LED 燈作為提示,輔助辨識當前應 開啟的儲藥區域。取藥後,該藥格鎖不會重新鎖上,避免用戶一時忘記再次觸發開鎖程序 而無法取藥(雖然系統仍可手動強制解鎖)。此外,由於理論上該藥格此時應已無藥,無 需再重啟鎖定機制,操作流程更為簡便。

系統架構規劃-手機程式

手機應用程式為本系統中與使用者互動的主要介面,負責控制藥盒行為、排程管理與提醒功能。 **其功能規劃如下**:

- 用戶介面(UI)設計:
 - 應用程式中會顯示藥盒圖示,並將每一個儲藥格以圖形化方式呈現。使用者可透過點選 對應格子來進行操作與設定。
- 裝填藥物模式:
 - 在進入裝填藥物模式後,使用者可點選個別藥格,設定該格的開啟時間。為避免誤放藥物,當使用者選取某格進行設定時,實體藥盒中對應的 LED 指示燈會同步亮起,協助使用者正確對應實體藥格與畫面操作。裝填完成後,使用者可一鍵鎖定所有藥格,等待排程開始。
- 行程整合與智慧提醒:
 - 。 若使用者已綁定 Google 帳戶,系統可取得其行事曆資訊。當偵測到使用者下一次服藥時間的行程地點與當前位置不一致時,系統會主動提醒使用者攜帶藥盒,避免因外出而錯過服藥。此外,若行程顯示使用者將在外地過夜,系統亦會在其出門時提前提醒攜帶藥袋,以免隔日填藥時才發現藥物留在家中。

系統架構規劃-手機程式

- 藍牙斷線提醒功能
 - 利用藍牙通訊的距離限制,若手機與藥盒之間的連線中斷,系統將主動提醒使用者: 「你是否忘了帶藥盒?還是稍後會回來?」,有效降低遺忘風險。
- 自動進入填藥模式與延遲提醒
 - 當使用者完成當日所有藥品取用後,系統會自動切換至填藥模式。若在合理時間內偵測不到裝填動作,系統將發送提醒,防止隔日藥盒空置。
- 尋找藥盒功能
 - 為解決使用者可能忘記藥盒放置位置的情況,App 提供「找不到藥盒」按鈕,一鍵觸 發藥盒蜂鳴器響起,協助快速定位藥盒位置。

類似個案分析與比較

北醫智慧藥



北醫附醫與安欣好耀公司合作,引進來 自美國「智慧藥盒」系統,系統會直接 依據每日、不同時段服用的藥品進行分 裝,藥盒上也標示病人的姓名、看診科 別、醫師、服用日期與時間,提醒病人 服藥時間點,病人也可直接透過透明泡 殼了解是否已服藥。

https://www.youtube.com/watch?v=L5ZXx50zqVo

類似個案分析與比較

智能電子小藥 盒

智能藥盒健康"小管家"

時間分倉提醒/藥量分倉提醒



鬧鈴+震動+數顯 精準提醒











智能藥盒 智慧藥盒 藥盒一週 鬧鐘藥盒 電子藥盒 隨身藥盒 防潮藥盒 藥盒一 個月 藥品分裝盒 一周藥盒 小藥盒 分裝藥盒

5.0 ★★★★★ 6 評價 14 已售出 匿名檢舉商品 \$524 6 \$1,213 現折\$5 9折 賣場優惠券 運送 □ 預計配達時間 5月12日 - 5月15日 > 運費:\$0 起 服務與保障 ☑ 蝦皮放心買・蝦皮安心退 ∨ 顏色 還剩384件 → 加入購物車 直接購買







類似個案分析與比較

Mr.Pill 藥管家 智慧藥盒

49b1-913b-ec36ddcf52de



【產品特色】

- ●一天24小時全時關注,有效提醒,謹慎管理。
- ●聲光雙重提醒,取藥防呆設計,避免忘記吃藥。
- ●免網路和APP 簡單一鍵取藥。
- ●30格大容量,彈性放置藥物,定時定量不過量。
- ●藥盒上鎖功能,避免重複用藥和幼童誤食。
- ●自由錄製一組語音,讓家人的關心時刻陪伴。
- ●內置可替換乾燥劑 可有效減緩受潮。
- ●適合長期服用藥物、輕微失智等病患使用

預期效益

- 提升服藥依從性與用藥安全
 - o 準時提醒、防誤食機制與藥格控管,幫助使用者正確服藥,減少漏服與誤食風險
- 智慧提醒與定位整合,減少遺忘攜帶情況
 - o 搭配 Google 日曆與距離感測,主動提醒使用者攜帶藥盒,適應移動生活情境。
- 改善慢性病管理與提升生活品質
 - 。 穩定服藥習慣有助病情控制,降低照護者負擔,促進健康自主與生活便利性。
- 具擴充潛力的健康管理平台雛型
 - o 可延伸至用藥紀錄雲端化、醫療監控、家庭照護等應用,提升整體系統價值。

